



Sulfite-Reagenziensatz, SU-5-Kit

Artikel-Nr.:

2440000

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Reagenziensatz zur Bestimmung von Sulfit mittels iodometrischer Tropfenzähl-Titration. Austausch-Reagenziensatz für das SU-5-Test-Kit (148002). Range: Bis zu 200 mg/L SO₃. Der Satz enthält Amidosulfonsäure-Pulverkissen, Sulfite 1-Reagenz-Pulverkissen und Sulfite 3-Lösung für ungefähr 100 Bestimmungen.

Technische Daten

Spezielles Ausstattungsmerkmal:

Sulfite-Reagenziensatz, SU-5-Kit: Iodometrische Methode