



Reagenziensatz, Härte (Gesamt), Bürette, hoher Messbereich

Artikel-Nr.:

2447700

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Reagenziensatz zur Bestimmung der Gesamthärte mittels ManVer 2-Bürettentitrationsverfahren. Messbereich: 100 - 25.000 mg/L CaCO₃. Enthält: Pufferlösung (Härte 1), ManVer 2-Härteindikator-Pulverkissen und 0,200 N EDTA(TitraVer)-Titrant für bis zu 100 Bestimmungen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	100 - 25.000 mg/L CaCO ₃
Methode:	EDTA-Titration
Methode (Nummer):	8222
Parameter:	Härte (Total)
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Reagent set, Buret, HR