



Härte (Calcium & Gesamt sequenziell) Reagenzien-Set, hoher Messbereich, Digital Titrator

Artikel-Nr.: 2448700

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Für die sequenzielle Bestimmung von Calcium- und Gesamt-Härte mittels EDTA Digital Titrator Titration. Hach Methode 8329. Messbereich: 100 - 4000 mg/L CaCO₃.

Das Set enthält: Pufferlösung (Härte 1), CalVer2 Calcium-Indikator Powder Pillows, ManVer2 Härte-Indikator Powder Pillows, Kaliumhydroxid-Lösung (8 N), Schwefelsäure (5,25 N) und 0,800 M EDTA Digital Titrator Kartusche. Für etwa 40 - 100 Bestimmungen.

Präzise Ergebnisse - jederzeit und überall

Der Digital Titrator ist ein präziser Dispenser, in den kompakte Kartuschen mit konzentrierter Titrierlösung eingesetzt werden. Er eignet sich sowohl für die Labor- als auch für die vor-Ort-Analytik.

Schnell und flexibel

Auswechselbare Kartuschen ermöglichen einen sekundenschnellen Austausch der Titrierlösung - keine Büretten-Reinigung oder -Spülung erforderlich.

Vielseitig

Mehr als 50 Parameter/Messbereich-Kombinationen stehen zur Verfügung

Kostengünstig

Konzentrierte Titrierlösungen erlauben üblicherweise 40 - 100 Titrationsen je Kartusche.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
Messbereich:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Methode:	EDTA Titration
Methode (Nummer):	8329
Parameter:	Härte (Calcium & Gesamt sequenziell)
Plattform:	Digital Titrator
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Reagent set, HR, Digital Titrator