



Be Right™



Chlor-Reagenziensatz (frei und gesamt), DPD, 10 mL

Artikel-Nr.: 2459500

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Zur Bestimmung von Chlor (frei und gesamt) nach der DPD-Methode. Hach Verfahren 8021 und 8167. Range: 0,02 - 2,00 mg/L Cl₂. Probengröße: 10 mL. Der Reagenziensatz enthält Pulverkissen mit DPD-Reagenz für freies Chlor und mit DPD-Reagenz für Gesamt-Chlor, für jeweils 100 Bestimmungen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Methode:	DPD
Probenvolumen:	10 mL