



Be Right™



Filterhalter, Easy Pressure Spritze, PALL

Artikel-Nr.: 246800

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Packung mit 6 Filterhaltern. Für 25 mm Filterscheiben zur schnellen Filtration von 1 - 10 mL Probe.

Passend für die meisten Standardspritzen mit Luer-Verschlüssen

Aus POM-Kunststoff mit Membranträger aus Edelstahl Typ 316

Autoklavierbar

Verschlussstopfen im Lieferumfang enthalten

Einzelfilter Artikelnr. 246801.

Technische Daten

Durchmesser: 25 mm

Einheiten: 6 STÜCK