



Nitrat-Ionenstärke-Regler (ISA) Pufferlösung, 500 mL

Artikel-Nr.:

2488349

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Für die Probenbehandlung bei der Nitratbestimmung mit ionenselektiven Elektroden. 500 mL Flasche.

Technische Daten

Beschreibung:

Nitrat-Ionenstärke-Regler Lösung, 500 mL

Methode:

Ionenselektive Elektrode

Plattform:

Lösung