



Erlenmeyerkolben, Weithals, 125 mL, 50 mL-Unterteilungen

Artikel-Nr.: 2489443

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Glaskolben mit Skala und weitem Hals für einfachere Titrationsen. Verstärkter oberer Bereich mit rundem Abschluss sorgt für maximale Festigkeit. Eine beständige Skala zeigt das ungefähre Volumen an. Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Einheiten:	1 Stück
Kapazität:	125 mL
Material:	Glas, Weithals