



Be Right™



Erlenmeyerkolben, Weithals, 250 mL, 50 mL-Teilung

Artikel-Nr.: 2489446

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Glaskolben mit Skala und weitem Hals für einfachere Titrationsen. Verstärkter oberer Bereich mit rundem Abschluss sorgt für maximale Festigkeit. Eine beständige Skala zeigt das ungefähre Volumen an. Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Einheiten:	1 Stück
Kapazität:	250 mL
Material:	Glas, Weithals