



Be Right™



Erlenmeyerkolben, Weithals, 1000 mL, 250 mL-Teilung

Artikel-Nr.: 2489453

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Glaskolben mit Skala und weitem Hals für einfachere Titrationsen. Verstärkter oberer Bereich mit rundem Abschluss sorgt für maximale Festigkeit. Eine beständige Skala zeigt das ungefähre Volumen an. Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Einheiten:	1 Stück
Kapazität:	1.000 mL
Material:	Glas, Weithals