



Be Right™



Erlenmeyerkolben, Weithals, 2.000 mL, auch 600 mL

Artikel-Nr.: 2489454

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Glaskolben mit Skala und weitem Hals für einfachere Titrationsen. Verstärkter oberer Bereich mit rundem Abschluss sorgt für maximale Festigkeit. Eine beständige Skala zeigt das ungefähre Volumen an. Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten. Erfordert Stopfen der Größe 13 aus Gummi/Silikon.

Technische Daten

Einheiten:	1 Stück
Kapazität:	2.000 mL
Material:	Glas, Weithals