




Be Right™



Reagenzglas-/MPN-Ständer, Polyethylen, 20 mm (Außen-Ø), 40 Löcher

Artikel-Nr.: 2497902

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Ständer mit 40 besteht aus einer speziellen Polypropylen-Mischung, die in Wasser versinkt. Dies gewährleistet, dass die Ständer beim Eintauchen nicht schwimmen. Auch für MPN-Röhrchen. Stapelbar und autoklavierbar. Gesamtabmessungen: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm.

Technische Daten

Durchmesser:	20 mm
Küvetten Anordnung:	4 x 10
Küvetten-Einsätze:	40
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils