




Be Right™



## Reagenzglas, Ständer, Polyethylen, 20 mm (Außen-Ø), 20 Löcher

Artikel-Nr.: 2497912

CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Ständer mit 20 Plätzen besteht aus einer speziellen Polypropylen-Mischung, die in Wasser versinkt. Dies gewährleistet, dass die Ständer beim Eintauchen nicht schwimmen. Autoklavierbar. Stapelbar und autoklavierbar. Gesamtabmessungen: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm. Die Farbe kann variieren.

---

### Technische Daten

Durchmesser:	20 mm
Küvetten Anordnung:	4 x 5
Küvetten-Einsätze:	20
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils