



Be Right™



GLI Puffer mit pH-Wert 7,0, Standardküvette, 500 mL

Artikel-Nr.:

25M1A1001-115 **Gefahrstoffe**

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Standardzellenlösung für Hach pHD pH- und Redox-Differentialsensoren, verpackt in wiederverschließbarer 500 mL Flasche. Dient zum Auffüllen der Standardzellenkammer während des Austauschens der Salzbrücke.

Technische Daten

Konzentration:	pH 7.0
Messgerät:	pHD
Parameter:	pH
Volumen / Packungsgröße:	500 mL