



Be Right™



pH 7.0 Buffer, Standard Cell Solution, 3.5L for Process pH Probes

Artikel-Nr.:

25M1A1001-123

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Standardzellenlösung für Hach pH_D pH- und Redox-Differentialsensoren, verpackt in wiederverschließbarer 500 mL Flasche. Dient zum Auffüllen der Standardzellenkammer während des Austauschens der Salzbrücke.