



Be Right™



Probenehmer für Wasser, „Sludge Judge“ hohe Kapazität, Durchmesser 1 - 1/4“

Artikel-Nr.: 2506102

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Genauere Messwerte können für Feststoffe bis zu einer Tiefe von 4,5 m erhalten werden. Wird in drei 1,5 m langen Teilen mit Schraubanschlüssen geliefert. Vorgesehen für die Probenahme von Feststoffen bei Anwendungen im Bereich Abwasser und in der Lebensmittelverarbeitung. Der Standardprobenehmer Sludge Judge verfügt über Kunststoffschläuche mit einem 3/4"-Durchmesser, während der Sludge Judge mit hoher Kapazität über Kunststoffschläuche mit einem Durchmesser von 1 - 1/4" verfügt, um die Kapazität zu verdoppeln.

Technische Daten

Durchmesser: 31.75 mm
Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils