



Spritzenfilter, nicht steriles PVDF, 33 mm, 0,45 µm, 50 Stück

Artikel-Nr.: 2513603

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Mit Hach Spritzenfiltern können Partikel vor der Analyse aus Proben effizient entfernt werden. Die Filter verfügen über 20 % mehr Oberfläche als standardmäßige 25 mm Filter, was die Durchflussraten und Kapazität erhöht. PVDF (Polyvinylidenfluorid)-Filter sind ideal für proteinhaltige Lösungen. Standard-Luer-Lock-Einlass (weiblich) mit Standard-Luer Slip-Auslass (männlich). Hydrophil. Durchmesser: 33 mm. Porengröße: 0,45 µm. 50 Stück.

Technische Daten

Durchmesser:	33 mm
Einheiten:	50 St.
Material:	PVDF
Porengröße:	0,45 µm
Volumen / Packungsgröße:	50 /Packung