



Be Right™



Parafilm M Laborfolie

Artikel-Nr.: 251764
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Verschließt Laborartikel schnell und effektiv. Die Folie verhindert die Verdunstung und Kontamination von Proben und schützt wasserfreies Material. Kann mehrfach gefaltet werden und um scharfe Oberflächen gewickelt werden, ohne zu reißen. Bei Dehnung in Längsrichtung bei 21 °C erreicht Parafilm M eine Ausdehnung von ca. 200 %. Wird bei steigender Temperatur flexibler, weicher und stärker. Beständig gegenüber Alkoholen, Säuren mittlerer Konzentration und Alkalien. Breite: 10 cm; Rolle 38 m.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 each