



Filter, Glasfaser, Durchmesser 47 mm, vorgewogen gemäß TSS-Verfahren laut Standardmethoden, 100 Stück

Artikel-Nr.: 2546100

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Einzeln vorgewogene Filterpapiere; vorgewogen in Übereinstimmung mit dem Standard-Verfahren zur Bestimmung der Feststoffkonzentration. Einzeln in einer Hülle mit aufgeführtem Tara-Gewicht. Das Tara-Gewicht entspricht jeweils den Vorgaben in den Standardmethoden.

Technische Daten

Durchmesser:	47 mm
Einheiten:	100/pk
Material:	Glas-Mikrofaser
Porengröße:	1,5 µm
Volumen / Packungsgröße:	100 /Packung