



Filter, Glasfaser, Porengröße 1,0 µm, Durchmesser 47 mm, 100 Stück

Artikel-Nr.: 2551400

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Für die Vorfiltration von viskosen und stark verunreinigten Proben mit hohem Durchsatz.

Technische Daten

Durchmesser:	47 mm
Material:	Glas-Mikrofaser
Porengröße:	1,0 µm
Volumen / Packungsgröße:	100 /Packung