



Be Right™



Zylinder, mit Skala, 1000 mL, mit Griffen

Artikel-Nr.: 2612953
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Das aus Propylen gefertigte Gefäß mit eingegossenem Griff sorgt für einen sicheren, festen Halt und hervorragende Kontrolle für sichereres, bequemes Gießen. Die Doppelskala mit „Gesamteinlauf, Gesamtauslauf“ ist genau und leicht abzulesen (Zylinder erzeugt keinen Meniskus), während die sechseckige Basis ein Kippen oder Rollen verhindert. Die Handöffnung beträgt 89 x 29 mm. Dampf autoklavierbar bis 121 °C.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Polypropylen
Kapazität:	1.000 mL
Messmethode:	Auf Auslauf/Einlauf („To Deliver“/„To Contain“)
Typ:	Double Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Keine