



Be Right™



## Zylinder, mit Skala, 250 mL, zertifiziert

Artikel-Nr.: 2636246  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Dieser Klasse-A-zertifizierte Glaszylinder ist gemäß ASTM E542 und E1272 auf Ausguss kalibriert („To Deliver“). Serialisiert und entsprechend NIST-Standards rückführbar (Identifizierungs- und Fassungsvermögenszertifikat beigelegt). Einzelne metrische Skala in

Weiß. Alle Größen  $\geq 25$  mL werden mit Stoßschutzring geliefert.

---

### Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Höhe:	340 mm
Kapazität:	250 mL
Messmethode:	Auf Ausguss („To Deliver“)
Typ:	Single Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 each
Zertifizierung:	Klasse A