



Be Right™



Zylinder, mit Skala, zertifiziert, 50 mL

Artikel-Nr.: 2636341
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Dieser Klasse-A-zertifizierte Mischzylinder ist gemäß ASTM E542 und E1272 auf Ausguss („To Deliver“) kalibriert. Serialisiert und entsprechend NIST-Standards rückführbar (Identifizierungs- und Fassungsvermögenszertifikat beigelegt). Metrische Skala mit beständigen weißen Markierungen und Trichteransatz. Pennykopf-Stopfen aus Glas im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	50 mL
Messmethode:	Auf Einguss (To Contain)
Typ:	Single Metric, Mixing
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse A