



Be Right™



CLAMP, EXTENSION THERMOMETER

Artikel-Nr.: 2656200

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Ersatzklemme zur Verwendung mit dem Kaltdampf-Quecksilbertest. Mit dieser leichten Sicherheitsklemme lassen sich Thermometer und andere Glasvorrichtungen befestigen. Hält Glasrohre/Thermometer mit einem Durchmesser von 6,4 - 12,7 mm in einem Abstand von bis zu 178 mm vom Haltestab. Durch Festziehen der Flügelmutter wird Spannung auf die vernickelten Klemmbacken ausgeübt. Gesamtlänge: 210 mm. Für die Befestigung an Stäben ist ein 90° Klemmhalter erforderlich. 1 Stück