



Be Right™



## Test-Kit, Hypochlorit, Modell CN-HRDT

Artikel-Nr.: 2687100

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Hypochlorit-Kit, Modell CN-HRDT mit digitalem Titrator

Dieses Kit nutzt den digitalen Hach Titrator und wird zur Bestimmung der Konzentrationen von Hypochlorit-Lösungen im hohen Messbereich (Bleichlösungen) verwendet. Das Kit umfasst den Digitaltitrator, Reagenzien und Laborartikel, Handbuch und Tragetasche. Messbereich: 5 - 15 % als Cl<sub>2</sub>: 50 - 150 g/L als Cl<sub>2</sub>. Enthält 100 Tests.

**Der Digitaltitrator von Hach bietet eine höhere Präzision und Genauigkeit als Tropfenzählverfahren, wobei die Reproduzierbarkeit mit einer Bürettentitration vergleichbar ist**

**Das robuste Titriergerät ist ideal für den Feldeinsatz; es sind keine Glasbüretten erforderlich**

**Entwickelt für die Vor-Ort-Analyse von Hypochlorit-Lieferungen in großen Mengen oder Massenaufbewahrungslösungen in Trinkwasser- oder Chloraminierungsanlagen**

**Zur Überprüfung der Konzentration von Hypochlorit-Lösungen zum Zeitpunkt der Lieferung**

**Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, Lösungen und Glasgeräte**

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	0,05%
Koffertyp:	G
Messbereich:	5 - 15 % = 50 - 150 g/L Cl <sub>2</sub>
Methode:	Digitaltitrator/ Thiosulfat
Methode (Nummer):	10100
Parameter:	Hypochlorit, hoher Messbereich – als Cl <sub>2</sub>
Plattform:	Digital Titrator
Test-Kit Modell:	CN-HRDT
Versandgewicht:	3