



Be Right™



## Test-Kit, Hypochlorit, Modell CN-HR

Artikel-Nr.: 2687200

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Hypochlorit-Kit, Modell CN-HR – Tropfenzählung

Dieses Kit wird mit der einfachen, wirtschaftlichen Tropfenzähl-Titrationsmethode zur Bestimmung der Konzentration von Hypochlorit-Lösungen (Bleichlösungen) im hohen Messbereich verwendet. Bereich: 5 - 15 %, enthält 100 Tests.

**Einfache, wirtschaftliche Titrationsmethode**

**Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, Lösungen und Glasgeräte**

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	0,5%
Koffertyp:	D
Messbereich:	50 - 150 g/L Cl <sub>2</sub> (5-15%)
Methode:	Tropfenzähl-Titration/ Thiosulfat
Parameter:	Hypochlorit, hoher Messbereich – als Cl <sub>2</sub>
Plattform:	Tropfenzähl-Titration
Test-Kit Modell:	CN-HR
Versandgewicht:	5