



Be Right™



SpecCheck Sekundärer Gel-Standard - Fluorid, 0-2,0 mg/L F

Artikel-Nr.: 2712500

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Stabile, gebrauchsfertige Gel-Standards (4 vorgefertigte Küvetten) für die Photometer-Überprüfung im Labor und vor Ort.

Technische Daten

Konzentration:	0 - 2,00 mg/L F
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR 900 und DR/800 Serie
Methode:	SPADNS