



Stablcal Trübungsstandard, 40 NTU, 3,78 L

Artikel-Nr.:

2746356

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Stablcal Trübungsstandard für alle Trübungsmessgeräte. Stablcal stabilisierte Formazin Trübungsstandards sind echte Formazin-Verdünnungen, die für die Verwendung in jedem Trübungsmessgerät entwickelt wurden. NTU-Wert: 40,0. Flasche: 3,78 L.

Technische Daten

Konzentration: 40 NTU

Lagerbedingungen: Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight

Messbereich: N/A

Parameter: Turbidity

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)