



pH-Aufbewahrungslösung (3 M Kaliumchlorid), 50 mL

Artikel-Nr.: 2756559
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Fülllösung für Elektroden-Referenzelemente, Kaliumchlorid (KCl), 3 M, 50 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Formula:	KCl 3 M
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	50 mL