



Be Right™



Härte-Indikatorlösung, 0,3 mg/L, 500 mL

Artikel-Nr.: 2794649

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Für die Verwendung mit dem SP510 Härte-Analysator.

Technische Daten

Konzentration:	0.3 mg/L
Lagerbedingungen:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Messgerät:	SP510
Parameter:	Hardness