



Fülllösung, Referenz, 3 M KCl mit AgCl, 28 mL

Artikel-Nr.:	2841700
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Fülllösung für Elektroden-Referenzelemente, Kaliumchlorid (KCl) gesättigt mit AgCl, 3 M, 28 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	MTC301, PHC301, 5012T
Formula:	KCl 3 M und gesättigt mit AgCl
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	28 mL