



Tube, Culture, 16 x 100 mm, 396/pk

Artikel-Nr.: 2899300

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Die Kappen (SEPARAT ERHÄTLICH, ARTIKEL-NR. 2241106) verfügen über eine fest verklebte Gummibeschichtung, die eine sichere und hochinerte Dichtfläche schafft.

Technische Daten

Durchmesser:	16 mm
Kapazität:	Fassungsvermögen bis Hals 11 mL
Länge:	100 mm
Volumen / Packungsgröße:	396 Stück