



Zylinder, mit Skala, zwei Skalen, 100 mL

Artikel-Nr.: 2928302

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Diese Zylinder aus Pyrexglas mit Skala verfügen über zwei Skalen zum Ablesen von oben nach unten oder umgekehrt, auf Auslauf („To Deliver“) kalibriert.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Höhe:	254 mm
Kapazität:	100 mL
Messmethode:	Auf Auslauf („To Deliver“)
Typ:	Double Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse A