




Be Right™



Flaschenbürste

Artikel-Nr.: 2929601
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Mit dem drehbaren Kopf dieser Bürste können Sie Flaschen und Kolben, einschließlich schwieriger Rundungen und Ecken, gründlich reinigen. Das Glas wird durch die in Holz eingelassenen Naturborsten nicht zerkratzt. Der speziell entwickelte Kopf passt durch einen kegelförmigen 29/26-Standardhals oder einen beliebigen Hals mit einem Durchmesser von mindestens 24 mm. Die Bürste verfügt über einen 45 mm langen Holzrücken und einen 33 cm langen Griff aus Hartholz.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils