



**Be Right™**



## Träger Hach

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Artikel-Nr.:                | 2938300 |
| CHF Preis:                  | Kontakt |
| Kein Versanddatum angezeigt |         |

Der dampfautoklavierbare, geformte Polypropylenträger verfügt über einen integrierten Griff für den einfachen Transport von Reagenzien oder Laborgeräten mit einer Hand.

---

### Technische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Länge:                   | 378 mm             |
| Product size:            | 378 x 239 x 114 mm |
| Tiefe:                   | 4.5 Inches         |
| Volumen / Packungsgröße: | 1 jeweils          |