



Be Right™



BSB-Flaschenstopfen, Acryl, 25 Stück

Artikel-Nr.: 2943900
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Einweg-BSB-Flasche

Unzerbrechliche Acrylstopfen für 300 mL BSB-Einwegflaschen. 25 Stück.

Flasche, gebrauchsfertig

Keine Reinigung erforderlich

Unzerbrechlich und recycelbar

Sauerstoff diffundiert nicht in die Probe hinein oder aus der Probe heraus

EPA-konform

Technische Daten

Einheiten:	25 Stück
Kapazität:	300 mL
Methode (Nummer):	8043
Volumen / Packungsgröße:	25 /Packung