



Be Right™



Mikropipette, festes Volumen, 100 µL

Artikel-Nr.: 2946006

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Die Mikropipette verfügt über einen zweistufigen Kolben-Dispenser, der bei Pipettierverfahren für hohe Genauigkeit und Präzision sorgt und die Abgabe des letzten Tropfens erleichtert. Der einzigartige Spitzenkonus ist sowohl für Mikro- als auch für Ultra-Mikropipettenspitzen geeignet. Jede Mikropipette ist voll autoklavierbar und zur einfachen Erkennung farbcodiert. 1 Pipettenspitze im Lieferumfang. Zusätzliche Pipettenspitzen separat erhältlich.

Technische Daten

Genauigkeit:	0,3 %
Kapazität:	100 µL
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils