



Be Right™



Ersatzkit mit 4 vorgefüllten Patronen mit vormontierten Membranen 2956A für C1100 Ozonsensoren

Artikel-Nr.: 2956A-C

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 2956A-CT

Enthält O-Ringe, Baumwollfilter, Reinigungswerkzeuge und Filterscheiben

Schnelle und einfache Wartung mit vorgefüllten Patronen

Keine Zeitverluste für Anwender

Längere Wartungsintervalle

Keine Ausfallzeiten des Ozonsensors