



Silbernitrat-Standardlösung, 0,0141 N, 1 L

Artikel-Nr.: 31653
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Silbernitrat-Titrant für die Chlorid-Bestimmung mittels Bürettentitration. Hach Verfahren 8225. Verwendet Chlorid 2-Indikator-Pulverkissen (Bestell- Nr. 105766), um den Endpunkt anzuzeigen. 1 Liter Flasche.

Technische Daten

EPA konform:	Ja
Messbereich:	500 - 25.000 Cl ⁻
Messbereich (2):	0 - 500 mg/L Cl ⁻
Methode:	Silbernitrat-Titration
Methode (Nummer):	8225
Plattform:	Lösung