



**Be Right™**



## Nachfüllset für 32315

Artikel-Nr.: 32316

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Reagenzien zur Vorbereitung einer Referenzlösung zur Kalibrierung von CO<sub>2</sub>-Analytoren. Geringe Kohlendioxidanreicherung 0 - 3 g/kg.

---

### Technische Daten

Lagerbedingungen:	Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort lagern
Messbereich:	0 - 3 g/kg
Messgerät:	Orbisphere 3658 Tragbarer CO <sub>2</sub> -Analytator
Parameter:	CO <sub>2</sub>