



**Be Right™**



## **Calibration device for M1100/K1100 type sensors**

**Artikel-Nr.:** 33088  
**CHF Preis:** Kontakt  
**Lieferung innerhalb von 2 Wochen**

Calibration device for M1100/K1100 type sensors (flow chamber & carrying unit for N2 bottle)

### **Fast & easy calibration**

Anwender können die Sensoren schnell selbst kalibrieren

### **Qualified calibration**

Für zuverlässige Daten mit einfacher Prüfung und Kalibrierung in der Anlage