



**Be Right™**



## **pH-Papier, pH-Messbereich 3,0 - 5,5**

**Artikel-Nr.: 37333**

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Bietet eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Methode für die pH-Messung. Scharfer Farbumschlag für jeweils 0,5 pH-Einheiten. Praktisch für die pH-Einstellung von Proben. Empfohlen für Abwasser, nicht aufbereitetes Wasser. Fünf 4,6-Meter-Rollen pro Packung.

---

### **Technische Daten**

Messbereich: 3.0 - 5.5 pH units

Volumen / Packungsgröße: 5 jeweils