



Be Right™



Eisenchlorid-Lösung für BSB, 1 L

Artikel-Nr.: 42953
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Verdünnungswasser-Komponente für die Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs, APHA-Formulierung

Technische Daten

Anwendung:	Zubereitung von Verdünnungswasser
Beschreibung:	Herkömmliche Methode
Chemische Formel:	FeCl_3
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	1 L