



Phosphatpuffer, pH 7,2, Lösung für BSB, 500 mL

Artikel-Nr.: 43149
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Verdünnungswasser-Komponente für die Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs, pH 7,2

Technische Daten

Anwendung:	Zubereitung von Verdünnungswasser
Beschreibung:	Herkömmliche Methode
Chemische Formel:	Phosphat-Puffer pH 7,2
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL