



Multitest-Kit-Koffer (145 x 206 x 66 mm), blaues Polypropylen

Artikel-Nr.:	4660100
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Strapazierfähiger Tragekoffer aus blauem Polypropylen für einen einfachen Transport von Gegenständen für Feldprüfungen.

Eingelassener Griff im Deckel für einfaches Stapeln

Inhalt bleibt beim Tragen in aufrechter Position

Mit vertieften Flachbereichen zur Beschriftung

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	145 mm x 206 mm x 66 mm
Höhe:	5.75 in
Koffertyp:	B