



Multitest-Kit-Koffer (295 x 330 x 576 mm), blaues Polypropylen

Artikel-Nr.: **4660800**
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Strapazierfähiger Tragekoffer aus blauem Polypropylen für einen einfachen Transport von Gegenständen für Feldprüfungen.

Eingelassener Griff im Deckel für einfaches Stapeln

Inhalt bleibt beim Tragen in aufrechter Position

Mit vertieften Flachbereichen zur Beschriftung

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	295 mm x 330 mm x 576 mm
Höhe:	11 in
Koffertyp:	J