



Be Right™



Griffinbecher, flache Form, Glas, 250 mL

Artikel-Nr.: 50046H

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Griffinbecher (flache Form) sind der Industriestandard für eine große Bandbreite an Anwendungen im Labor. Die Abstufungen werden per hochwertigem Siebdruckverfahren angezeigt. Abgerundete Kanten und ein geformter Ausgießer sorgen dafür, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird. Autoklavierbar, ungiftig und biologisch inert

Technische Daten

Einheiten:	jeweils
Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	250 mL
Material:	Griffinbecher, Glas, flache Form