



Griffinbecher, weite Form, Glas, 600 mL

Artikel-Nr.: 50052
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Griffinbecher (flache Form) sind der Industriestandard für eine große Bandbreite an Anwendungen im Labor. Die Abstufungen werden per hochwertigem Siebdruckverfahren angezeigt. Der abgerundete Rand und der ausgeformte Ausguss minimieren das Verschütten beim Umschütten von Flüssigkeit. Autoklavierbar, nicht giftig und biologisch inert. Volumen und Abstufungen sind Näherungswerte.

Technische Daten

Einheiten:	jeweils
Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	600 mL
Material:	Griffinbecher, Glas, flache Form