



Be Right™



Griffinbecher, flache Form, Glas, 1000 mL

Artikel-Nr.:	50053
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Griffinbecher (flache Form) sind der Industriestandard für eine große Bandbreite an Anwendungen im Labor. Die Abstufungen werden per hochwertigem Siebdruckverfahren angezeigt. Abgerundete Kanten und ein geformter Ausgießer sorgen dafür, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird. Autoklavierbar, ungiftig und biologisch inert

Technische Daten

Einheiten:	jeweils
Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	1.000 mL
Material:	Griffinbecher, Glas, flache Form