



Be Right™



Griffinbecher, flache Form, Glas, 50 mL, 12 Stück

Artikel-Nr.: 50071H

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Griffinbecher (flache Form) sind der Industriestandard für eine große Bandbreite an Anwendungen im Labor. Die Abstufungen werden per hochwertigem Siebdruckverfahren angezeigt. Abgerundete Kanten und ein geformter Ausgießer sorgen dafür, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird. Autoklavierbar, ungiftig und biologisch inert

Technische Daten

| | |
|------------------|--------------------------|
| Einheiten: | 12 Stück |
| Gehäusematerial: | Glas |
| Kapazität: | 50 mL |
| Material: | Glass, Griffin, Low Form |