



**Be Right™**



## **Griffinbecher, Glas, flache Form, 100 mL, 12 Stück**

**Artikel-Nr.: 50072H**

**CHF Preis: Kontakt**

**Lieferung innerhalb von 2 Wochen**

Griffinbecher (flache Form) sind der Industriestandard für eine große Bandbreite an Anwendungen im Labor. Die Abstufungen werden per hochwertigem Siebdruckverfahren angezeigt. Abgerundete Kanten und ein geformter Ausgießer sorgen dafür, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird. Autoklavierbar, ungiftig und biologisch inert

---

### **Technische Daten**

Einheiten:	12 Stück
Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	100 mL
Material:	Griffinbecher, Glas, flache Form